







110 mm



**Wirksamkeit<sup>1)</sup> – Wischdesinfektion / Efficacy<sup>1)</sup> – Wipe disinfection / Účinnost<sup>1)</sup> – Dezinfekce otřením / Účinnost<sup>1)</sup> – Razkuževanje z brisanjem / Veiksmīgums<sup>1)</sup> – Valomoji dezinfekcija / Verkan<sup>1)</sup> – Desinficērande avtorkning:**

Bakterizid/Levurozid / Bactericidal/Yeasticidal / Baktericidní/ Fungicidní na kvasinky / Baktericidno/Glive kvasovke / Baktericid/ Levurocid / Baktericid/Levurocid (EN 13727 / EN 13624 / EN 16615)	1 min
Mykobakterizid / Mycobactericidal / Mykobaktericidní / Mikobaktericidno / Mikobaktericidinis / Mykobaktericid	3 min
Begrenzt viruzid / Virucidal activity against enveloped viruses / Virucidní na obalené viry / Virucidno proti virusom z ovojnico / Virucidinis, prieš apvalkalęj turinčius virusus / Virucid mot kapslade virus (EN 14476)	1 min
Begrenzt viruzid PLUS / Limited spectrum virucidal activity / Omezené spektrum virucidní účinnosti / Omejeno virucidno delovanje / Ribotas virusidinis veikimas / Begränsat spektrum för virucidaktivitet (EN 14476)	30 min
Bakterizid/Levurozid / Bactericidal/Yeasticidal / Baktericidní/Fungicidní na kvasinky / Baktericidno/Glive kvasovke / Baktericid/Levurocid / Baktericid/Levurocid (EN 1276 / EN 1650 / EN 13697, 20°C)	1 min

1) Hohe Belastung / Dirty conditions / Spīnavē podmīnky / Umazane pogoji / Nešvarios sąlygos / Hög belastning


  **Achtung / Warning / Varování / Pozor / Atsargiai / Varning**

UFI XJKH-D53Q-R00Y-NGMH

PZN 16401451 N-90339 N-90340 PCS 101226

**BODE Chemie GmbH, GERMANY**  
Melanchthonstrasse 27, 22525 Hamburg, Tel. +49 40 54 006-0.

 4 031678 079773 >

9816901 RUS.21.0

110 mm

**Medizinprodukt:** Bacillol 30 Sensitive Foam ist ein gering alkoholisches, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel zur Desinfektion von Oberflächen nicht invasiver Medizinprodukte, auch aus empfindlichen Materialien. **Anwenderkreis:** Professionelle, geschulte Anwender im klinischen Umfeld. **Biozidprodukt:** Gebrauchsfertige Lösung. Zur reinigenden Desinfektion von abwaschbaren Oberflächen im medizinischen und Lebensmittel verarbeitendem Bereich (PT2, PT4). **Anwenderkreis:** Professionelle, geschulte Anwender. **Medizinprodukt + Biozidprodukt:** Ergänzende Wirksamkeiten: Bakterizid/Levurozid nach VAH: 5 Min., Schnelldesinfektion: 1 Min., Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI: 1 Min. **Anwendungshinweise:** Die zu desinfizierenden Flächen vollständig mit Bacillol 30 Sensitive Foam benetzen. Produkt mit einem sauberen Einmaltuch verteilen. **Hinweise:** Bei Produktwechsel ist eine Zwischenreinigung durchzuführen. Keine Desinfektionsmittellösung in das Innere elektrischer Geräte gelangen lassen. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Dicht verschlossen halten. Nach Anbruch 12 Monate haltbar. **Wirkstoffe:** Ethanol: 140 mg/g; Propan-2-ol: 100 mg/g; Propan-1-ol: 60 mg/g; Amine, N-C10-C16-alkyltrimethylendiol-, Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure: 2 mg/g. **Kennzeichnung:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Berührung mit den Augen vermeiden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Inhalt/ Behälter unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

**Medical device:** Bacillol 30 Sensitive Foam is a low-alcohol based, ready-to-use disinfectant for surfaces of non-invasive medical devices especially made of sensitive material. **Intended user:** Professional, trained users in a clinical context. **Biocidal product:** Ready-to-use liquid. For cleaning disinfection of washable surfaces in the medical and food processing area (PT2, PT4). **Intended user:** Professional, trained users. **Medical device + Biocidal product:** **Instructions for use:** Spray Bacillol 30 Sensitive Foam directly onto the surface, ensuring adequate coverage, then spread using a wipe. **Note:** When switching from one product to another, carry out an intermediate cleaning. It needs to be made sure that no disinfectant gets inside electronic devices. Store at room temperature in the original container. Keep tightly closed. After opening use within 12 months. **Wirkstoffe:** Medical Device. **Active substances:** Ethanol: 140 mg/g; Propan-2-ol: 100 mg/g; Propan-1-ol: 60 mg/g; Amines, N-C10-C16-alkyltrimethylendiol-, reaction products with chloroacetic acid: 2 mg/g. **Labeling:** Flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Avoid contact with eyes.

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Should not be released into the environment. Dispose of contents/container in accordance with local and national regulations.

**PŘÍPRAVEK NA DEZINFEKCI POVRCHŮ Zdravotnický prostředek:** Bacillol 30 Sensitive Foam je dezinfekční přípravek s nízkým obsahem alkoholu, připravený k okamžitému použití jako dezinfekce neinvazivních zdravotnických prostředků vyrobených také z citlivých materiálů. **Okruh uživatelů:** Profesionální a vyskolení uživatelé v klinickém prostředí. **Biocidní přípravek:** Hotový roztok. Pro čištění a dezinfekci omyvatelných povrchů ve zdravotnictví a potravinářství (PT2, PT4). **Okruh uživatelů:** Profesionální a vyskolení uživatelé. **Zdravotnický prostředek + Biocidní přípravek:** Návod k použití: Plochy, které chcete dezinfikovat, pokryjte pěnou Bacillol 30 Sensitive Foam beze zbytku. Výrobek naneste pomocí čistého jednorázového ubrousku. **Upozornění:** Při výměně produktů je potřeba provést důkladné vyčištění. Dezinfekční roztok se nesmí dostat dovnitř elektrických přístrojů. Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě. Ponechávejte dobře uzavřené. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců. **Zdravotnický prostředek. Účinné látky:** Ethanol: 140 mg/g; Propan-2-ol: 100 mg/g; Propan-1-ol: 60 mg/g; alkytrimethylendiaminy, N-C10-C16 produkty reakce s chlorotovou kyselinou: 2 mg/g. **Označení:** Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Zabráňte kontaktu s očima. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc/ ošetření. Nenechte vtáknout do okolního životního prostředí. Obsah/obal odstraňte v souladu s místními a vnitrostátními zákonnými předpisy. **MZDR 42462/2020/DBP.**

**RAZKUŽILO ZA POVRŠINE Medicinski pripomočki:** Bacillol 30 Sensitive Foam je razkužilo na osnovi nizke vsebnosti alkohola, pripravljeno za uporabo, za površine neinvazivnih medicinskih pripomočkov, izdelanih iz občutljivih materialov. **Predvideni uporabniki:** Strokovno, usposobljeni uporabniki v kliničnem okolju. **Biocidnih proizvodov:** Raztopina, pripravljena za uporabo. Za čiščenje razkuževalnih pralnih površin v medicinskih in predelovalnih obratih (PT2, PT4). **Predvideni uporabniki:** Za strokovne, usposobljene uporabnike. **Medicinski pripomoček + Biocidni proizvodov:** Uporaba: Razpršite Bacillol 30 sensitive peno direktno na površino, zagotovite zadostno prekritost in razporedite po površini z uporabo krpe. **Opozorila:** Pri menjavi izdelka z drugim opravite vmesno čiščenje. Paziti je treba, da v elektronske naprave ne pride nobeno razkužilo.

Hranite/skladiščiite pri sobni temperaturi v originalnem pakiranju. Hranite tesno/hermetično zaprto. Rok uporabnosti po odprtju: 12 mesecev. **W:** Medicinski pripomoček. **Snovi:** Etanol: 140 mg/g; 2-propanol: 100 mg/g; 1-propanol: 60 mg/g; Amin, N-C10-C16-alkiltrimetilendi-, reakcijski produkti s kloroocetno kislino (amfolit 20): 2 mg/g. **Etiketiranje:** Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hudo draženje oči. Preprečite stik z očmi. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajeenje prepovedano. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. Ne izpuščajte v okolje. Vsebino/vsebnik zavrzite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi zakonskimi predpisi.

**PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ Medicinos priemonė (prietaisas):** Bacillol 30 Sensitive Foam yra nedaug alkoholio turinti, paruošta naudoti priemonė, skirta neinvazinių medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai; ypač tinkama jautrių paviršių dezinfekcijai. **Kam skirta:** Tik profesionaliesiems naudotojams sveikatos priežiūros įstaigose. **Biocidinis produktas:** Paruoštas naudoti tirpalas. Planuama paviršių valomajai dezinfekcijai medicinos ir maisto gamybos ir ruošimo vietose (PT2, PT4). **Kam skirta:** Tik profesionaliesiems naudotojams sveikatos priežiūros įstaigose, visuomenin s paskirties objektuose, maisto gamybos ir ruošimo vietose. **Medicinos priemonė (prietaisas) + Biocidinių produktų:** **Naudojimas:** Sudrėkinkite vienkartine servetėle Bacillol 30 Sensitive Foam putomis. Paviršius turi būti pilnai padengtas dezinfekciniu skysčiu. **Pastabos:** Vieną dezinfekcinę priemonę keisdami kita papildomai nuvalykite paviršius. Neleiskite, kad į elektrinius prietaisus patektų dezinfekcinių tirpalų. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikyti sandariai uždaryta. Atidarius tinkamos naudoti 12 mėnesių. **W:** Medicinos priemonė. **Veikliosios medžiagos:** Etanolis: 140 mg/g; Propan-2-olis: 100 mg/g; Propan-1-olis: 60 mg/g; Aminai, N-C10-C16-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chlorotuo rūgštimi produktai: 2 mg/g. **Ženklinimas:** Degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Vengti patekimo į akis. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atvirus liepsnos ir kitų uždugio šaltinių. Nerūkyti. **PATEKUS Į AKIS:** atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepaieina: kreiptis į gydytoją. Neturi patekti į aplinką. Turini/ talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

**YTDESINFEKTIJOSMEDEL Medicinteknisk produkt:** Bacillol 30 Sensitive Foam är ett bruksfärdigt ytdesinfektionsmedel med låg alkoholhalt för icke-invasiva medicinska produkter, särskilt av ömtåliga material. **Avsedd användare:** För professionella, utbildade användare i klinisk miljö. **Biocidprodukt:** Bruksfärdigt lösning.

För rengöring och desinfektion av tvättbara ytor i områden där medicinska produkter och livsmedel hanteras (PT2, PT4). **Avsedd användare:** För professionella, yrkesutbildade användare. **Medicinteknisk produkt + Biocidprodukt: Ansökan:** Spruta Bacillol 30 Sensitive Foam direkt på ytan så att den täcks av medlet. Sprid sedan ut medlet med en duk. **Observera:** Rengör alltid innan du byter från en produkt till en annan. Inget desinfektionsmedel får hanna i elektroniska apparater. Förvaras i rumstemperatur i originalförpackningen. Håll förpackningen ordentligt stängd. Hållbar i 12 månader när förpackningen brutits. **W:** Medicinteknisk produkt. **Verksamma substanser:** Etanol: 140 mg/g; Propan-2-ol: 100 mg/g; Propan-1-ol: 60 mg/g; Amin, N-C10-C16-alkyltrimetylendi-, reaktionsprodukter med klorättiksyra: 2 mg/g. **Märkning:** Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Undvik ögonkontakt. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Får inte släppas ut i naturen. Kasserat innehåll/behållaren enligt lokala och nationella bestämmelser.

Distribution: **PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.**, IZ NÖ-SÜD StraÙe 3, Objekt 64, 2355 Wr. Neudorf, Tel. +43 2236 64 630-0. **HARTMANN-RICO a.s.**, Masarykovo náměstí 77, 66471 Veverská Bítýška, Tel. +420 549 456 960. **PAUL HARTMANN AG**, Paul-Hartmann-StraÙe 12, 89522 Heidenheim, Tel. +49 7321 36-0. **PAUL HARTMANN Ltd.**, Unit P2 Parklands, Heywood Distribution Park, Pilsworth Road, Heywood/Lancashire OL10 2TT, United Kingdom, Tel. +44 1706-363200. **Hospilux S.A.**, 1, rue des Chaux, 5324 Contern, Luxembourg, Tel. +352 35 02 20-1. **UAB Armila**, Molety pl. 75, LT-14259 Vilnius, Lithuania, Tel. 8 800 200 17. **Hartmann ScandiCare AB**, Depågatan 2, 334 33 Anderstorp, Sverige/Sweden, Tfn. +46 (0) 371 58 74 00. **PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o.**, Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel. +386-1-5484581.

145 mm

# Bacillo<sup>®</sup>

## 30 Sensitive Foam

® Flächen-Desinfektionsmittel  
 ® Surface disinfectant

Wirksamkeit <sup>1)</sup> – Wischdesinfektion / Efficacy <sup>1)</sup> – Wipe disinfection / Účinnost <sup>1)</sup> – Dezinfekce otřením / Učinkovitost <sup>1)</sup> – Razkuževanje z brisanjem:	
Bakterizid/Levurozid / Bactericidal/Yeasticidal / Baktericidni/Fungicidni na kvasinky / Baktericidno/Glive kvasovke (EN 13727 / EN 13624 / EN 16615)	1 min
Mykobakterizid / Mycobactericidal / Mykobaktericidni / Mikobaktericidno (EN 14348)	3 min
Begrenzt viruzid / Virucidal activity against enveloped viruses / Virucidni na obalené viry / Virucidno proti virusom z ovojnico (EN 14476)	1 min
Begrenzt viruzid PLUS / Limited spectrum virucidal activity / Omezené spektrum virucidni účinnosti / Omejeno virucidno delovanje (EN 14476)	30 min
Bakterizid/Levurozid / Bactericidal/Yeasticidal / Baktericidni/Fungicidni na kvasinky / Baktericidno/Glive kvasovke (EN 1276 / EN 1650 / EN 13697, 20° C)	1 min

1) Hohe Belastung / Dirty conditions / Spinavé podmínky / Umazane pogoji

REF 981861

e5<sub>1</sub>

PZN 17401045 N-90339 N-90340 9818610 V09.21.2

140 mm



145 mm

☞ **Medizinprodukt:** Bacillol 30 Sensitive Foam ist ein gering alkoholisches, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel zur Desinfektion von Oberflächen nicht invasiver Medizinprodukte, auch aus empfindlichen Materialien. **Anwenderkreis:** Professionelle, geschulte Anwender im klinischen Umfeld. **Biozidprodukt:** Gebrauchsfertige Lösung. Zur reinigenden Desinfektion von abwaschbaren Oberflächen im medizinischen und Lebensmittel verarbeitendem Bereich (PT2, PT4). **Anwenderkreis:** Professionelle, geschulte Anwender. **Medizinprodukt + Biozidprodukt:** Ergänzende Wirksamkeiten: Bakterizid/Levurozid nach VAH: 5 Min., Schnelldesinfektion: 1 Min., Begrenz viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI: 1 Min. **Anwendungshinweise:** Die zu desinfizierenden Flächen vollständig mit Bacillol 30 Sensitive Foam benetzen. Produkt mit einem sauberen Einmaltuch verteilen. **Hinweise:** Bei Produktwechsel ist eine Zwischenreinigung durchzuführen. Keine Desinfektionsmittellösung in das Innere elektrischer Geräte gelangen lassen. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Dicht verschlossen halten. Nach Anbruch 12 Monate haltbar. **Medizinprodukt.** **Wirkstoffe:** Ethanol: 140 mg/g; Propan-2-ol: 100 mg/g; Propan-1-ol: 60 mg/g; Amine, N-C10-C16-alkyltrimethylenedi-, Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure: 2 mg/g. **Kennzeichnung:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Berührung mit den Augen vermeiden. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

☞ **Medical device:** Bacillol 30 Sensitive Foam is a low-alcohol based, ready-to-use disinfectant for surfaces of non-invasive medical devices especially made of sensitive material. **Intended user:** Professional, trained users in a clinical context. **Biocidal product:** Ready-to-use liquid. For cleaning disinfection of washable surfaces in the medical and food processing area (PT2, PT4). **Intended user:** Professional, trained users. **Medical device + Biocidal product: Instructions for use:** Spray Bacillol 30 Sensitive Foam directly onto the surface, ensuring adequate coverage, then spread using a wipe. **Note:** When switching from one product to another, carry out an intermediate cleaning. It needs to be made sure that no disinfectant gets inside electronic devices. Store at room temperature in the original container. Keep tightly closed. After opening use within 12 months. **Medizinprodukt.** **Active substances:** Ethanol: 140 g/kg; Propan-2-ol: 100 g/kg; Propan-1-ol: 60 g/kg; Amines, N-C12-14(even numbered)-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid: 2 g/kg. **Labelling:** Flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with local and national regulations.

Use biocides safely and sustainably. It is illegal to use this product for uses or in a manner other than prescribed on this label. Poisons Information: For information or to report a poisoning incident contact The National Poisons Information Centre (01 8092166). **PCS 101226. Notification holder:** BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg, Tel. +49 40 54 006-0.

☞ **PŘÍPRAVEK NA DEZINFEKCI POVRCHŮ Zdravotnický prostředek:** Bacillol 30 Sensitive Foam je dezinfekční přípravek s nízkým obsahem alkoholu, připravený k okamžitému použití jako dezinfekce neinvazivních zdravotnických prostředků vyrobených také z citlivých materiálů. **Okruh**



Distribution: ☞ **PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.**, IZ NÖ-SÜD StraÙe 3, Objekt 64, 2355 Wr. Neudorf, Tel. +43 2236 64 630-0. ☞ **HARTMANN-RICO a.s.**, Masarykovo náměstí 77, 66471 Veverská Bítýška, Tel. +420 549 456 960. ☞ **PAUL HARTMANN AG**, Paul-Hartmann-StraÙe 12, 89522 Heidenheim, Tel. +49 7321 36-0. ☞ **PAUL HARTMANN Ltd.**, Unit P2 Parklands, Heywood Distribution Park, Pilsworth Road, Heywood/Lancashire OL10 2TT, United Kingdom, Tel. +44 1706-363200. ☞ **Hospilux S.A.**, 1, rue des Chaux, 5324 Contern, Luxembourg, Tel. +352 35 02 20-1. ☞ **AUL HARTMANN Adriatic d.o.o.**, Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel. +386-1-5484581.

**BODE Chemie GmbH, GERMANY.**  
Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg, Tel. +49 40 54 006-0.

**UN 1987**



9818010309211

**užívatelů:** Profesionální a vyskolení uživatelé v klinickém prostředí. **Biocidní přípravek:** Hotový roztok. Pro čištění a dezinfekci omyvatelných povrchů ve zdravotnictví a potravinářství (PT2, PT4). **Okruh uživatelů:** Profesionální a vyskolení uživatelé. **Zdravotnický prostředek + Biocidní přípravek: Návod k použití:** Plochy, které chcete dezinfikovat, pokryjte pěnou Bacillol 30 Sensitive Foam beze zbytku. Výrobek naneste pomocí čisté jednorázové ubrousku. **Upozornění:** Při výměně produktů je potřeba provést důkladné vyčištění. Dezinfekční roztok se nesmí dostat dovnitř elektrických přístrojů. Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě. Ponechávejte dobře uzavřené. Po otevření spotřebujte do 12 měsíců. **Medizinprodukt:** Zdravotnický prostředek. **Účinné látky:** Ethanol: 140 mg/g; Propan-2-ol: 100 mg/g; Propan-1-ol: 60 mg/g; alkyltrimethylenediaminy, N-C10-C16 produkty reakce s chloroacovou kyselinou: 2 mg/g. **Označení:** Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Zabraňte kontaktu s očima. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapalení. Zákaz kouření. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhleďte lékařskou pomoc/ ošetření. Nenechte vníknout do okolního životního prostředí. Obsah/obal odstraňte v souladu s místními a vnitrostátními zákonnými předpisy. **MZDR 42462/2020/OBP.**

☞ **RAZKUŽILO ZA POVRŠINE Medicinských připomček:** Bacillol 30 Sensitive Foam je razkužilo na osnovi nizke vsebnosti alkohola, pripravljeno za uporabo, za površine neinvazivnih medicinskih pripomček, izdelanih iz občutljivih materialov. **Predvideni uporabnik:** Strokovno, usposobljeni uporabniki v kliničnem okolju. **Biocidnih proizvodov:** Raztopina, pripravljena za uporabo. Za čiščenje razkuževalnih pralnih površin v medicinskih in predelovalnih obratih (PT2, PT4). **Predvideni uporabnik:** Za strokovno, usposobljene uporabnike. **Medicinski pripomoček + Biocidnih proizvodov: Uporaba:** Razpršite Bacillol 30 sensitive peno direktno na površino, zagotovite zadostno prekritost in razporedite po površini z uporabo krpe. **Opozorila:** Pri menjavi izdelka z drugim opravite vmesno čiščenje. Paziti je treba, da v elektronske naprave ne pride nobeno razkužilo. Hranite/skladiščite pri sobni temperaturi v originalnem pakiranju. Hranite tesno/hermetično zaprto. Rok uporabnosti po odprtju: 12 mesecev. **Medicinski pripomoček. Snovi:** Etanol: 140 mg/g; 2-propanol: 100 mg/g; 1-propanol: 60 mg/g; Amine, N-C12-14-alkyltrimetilendi-, reakcijski produkti s kloroaceto kislino (amfolit 20): 2 mg/g. **Etiketiranje:** Vnetljiva tekočina in hlapci. Povzroča hudo draženje oči. Preprečite stik z očmi. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. **PRI STIKU Z OČMI:** Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ne izpuščajte v okolje. Vsebine/vsebnik zavrzite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi zakonskimi predpisi.



Achtung /  
Warning /  
Varování /  
Pozor

UFI XJKH-D53Q-R00Y-NGMH

140 mm