

Informace k použití / Informácie na použitie

Název produktu / Názov produktu: Vatové tyčinky

Model / Model: 150*2.2*5 mm, 150*4*10 mm, 100*4*10 mm, 75*2.2*5 mm, 200*2.2*5 mm, 200*3*10 mm

Zamýšlené použití / Zamýšľané použitie:

Produkt určen k čištění povrchu pokožky. Neobsahuje čisticí prostředky či léčiva.

Produkt určený na čistenie povrchu pokožky. Neobsahuje čistiace prostriedky a liečivá.

Materiál / Materiál:

Vzorkovací hlava: savá bavlna, vzorkovací stopka: březové dřevo.

Vzorkovacia hlava: savá bavlna, vzorkovacia stopka: brezové drevo.

Skladovatelnost / Skladovateľnosť: 5 let / 5 rokov

Skladování / Skladovanie:

Produkt uchovávejte v suchu a chladu. Nevystavujte jej teplu a přímému slunečnímu záření.

Produkt uchovávajte v suchu a v chlade. Nevystavujte ho teplu a priamému slnečnému žiareniu.

Balení / Balenie:

Tento produkt je obvykle balen v plastovém sáčku, 100 kusů / sáček, 100 sáčků v kartonu.

Tento produkt je zvyčajne balený v plastovom vrecku, 100 kusov / vrecko, 100 vrecúšok v kartóne.

Návod k použití / Návod na použitie:

Otevřete balení, vyjměte tyčinku, naneste léčebný prostředek či dezinfekci a otřete pokožku.

Otvorte balenie, vyberte tyčinku, naneste liečivo, či dezinfekciu a potrite pokožku.

Varování / Varovanie:

S produktem nemanipulujte holými rukama, abyste zamezili vzniku infekce v ráně.

S produktom nemanipulujte holými rukami, zamedzíte tak vzniku infekcie v rane.

Popis symbol / Popis symbolov

 CE značka / CE značka




Značka zdravotnického prostředku / Značka zdravotníckej pomôcky

 Výrobce / Výrobca



Zplnomocněný zástupce pro ES / Splnomocnený zástupca pre EU

 Datum výroby / Dátum výroby



Datum spotřeby / Dátum spotreby

 Šarže / Šarža



Nepoužívat znovu / Nepoužívať znova



Pokyny / *Pokyny*

Nepoužívejte, pokud je
obal poškozen /
*Nepoužívajte, ak je obal
poškodený*



Udržujte v suchu /
Udržujte v suchu



Varování / *Varovanie*



Nesterilní / *Nesterilné*



Chraňte před slunečním
zářením / *Chránite pred
slnečným žiarením*

Výrobce / *Výrobca:*

Wujiang Hipro Medical Products Co., Ltd.
Zhenze Town, Suzhou City, Jiangsu Province, China
Tel.: 0512-63688166

Zplnomocněný zástupce pro ES / *Splnomocnený zástupca pre EU:*

SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

Datum výroby / *Dátum výroby:*

Viz štítek na obalu. / *Pozrite si štítok na obale.*

Datum účinnosti / *Dátum účinnosti:* 1. 2. 2021

Revize č. / *Revízia č.:* A/0