

CE<sub>0123</sub>

 **WUXI YUQING MEDICAL INSTRUMENT FACTORY**  
Add: No.38 ,South Jingda Road,ZhangJing,Xibei Town,Xishan District,WUXI ,CHINA  
Tel: +86-510-83791421 Fax: +86-510-83793939 Zip: 214194

EC	REP
----	-----

 Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)  
Add: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  
Tel: +49-40-2513175 /2513178 Fax: +49-40-255726

# FONENDOSKOP



## STETOSKOP S JEDNÍM HRUDNÍM NÁSTAVCEM

1. Použití  
Užitečný auskultační diagnostický přístroj pro snímání různých zvuků srdce, plic a dalších orgánů v lidském těle.
2. Strukturální prvky  
Stetoskopy se vyznačují výrazným přenosem zvuku. Binaurální rám hlavy je vyroben z mosazných trubek bez výztuže. Kvalitní ocelová pružina navařená na rám hlavice nabízí dobrou pružnost a dokonalou kondici. Hladké plastové špunty pohodlně padnou do uší. Silnostěnná pvc hadička je odolná a nepropouští hluk. Všechny části přístroje jsou poniklované a pochromované.

Vyznačuje se ovladatelností a dobrou slyšitelností.

### **KOMBINOVANÝ STETOSKOP**

#### 1. Použití

Užitečný auskultační diagnostický přístroj pro snímání různých zvuků srdce, plic a dalších orgánů v lidském těle.

#### 2. Strukturální prvky,

Tento stetoskop se skládá z hrudního nástavce se dvěma funkcemi a přestavitelnou osou, pvc hadiček, binaurálního rámu hlavy a špuntů do uší. Hrudní nástavec s dvojitým použitím obsahuje dvě části. Jsou v opačném směru a mají různý tvar dutiny, z nichž membránová část má funkci plochého hrudního nástavce obecného stetoskopu a miskovitá část může nahradit zvonovitý hrudní nástavec obecného stetoskopu.

Podle potřeby je možné otočit vyměnitelnou osu tak, aby otvor osy odpovídal vnitřní dutině hrudního dílu. Před použitím si nasadte binaurální náhlavní soupravu.

Stetoskop má následující přednosti: dobrý přenos zvuku, snadná stavba a snadná manipulace při používání a přenášení.