



## Kónická odměrka na moč 250 ml Kónická odmerka na moč 250 ml

REF V204809

LOT 220001

### CS Návod k použití:

- 1/ Na odběr tzv. středního proudu moči a přenesení vzorku moči.
- 2/ K zabránění usazení sedimentu je nutné moč důkladně promíchat.
- 3/ Obsah odměrky vyprázdněte, vymyjte a vydezinfikujte běžnými prostředky používanými ve zdravotnictví, ale i v domácnostech.
- 4/ Neumísťujte v blízkosti otevřeného ohně a zdrojů tepla.
- 5/ Kontaminované výrobky uložte do označeného kontejneru a likvidujte předepsaným způsobem.
- 6/ Při poškození nebo výrazném zhoršení vzhledu zlikvidujte.
- 7/ Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, musí být hlášena výrobcí a příslušnému orgánu.

### SK Návod na použitie:

- 1/ K odberu tzv. stredného prúdu moču a prenesenie vzorky moču.
- 2/ Moč je potrebné dôkladne premiešať, čím sa zabráni usadeniu sedimentu.
- 3/ Obsah odmerky vyprázdnite, vymyte a vydezinfikujte bežnými prostriedky používanými v zdravotníctve, ale aj v domácnostiach.
- 4/ Neodkladajte v blízkosti otvoreného ohňa a zdrojov tepla.
- 5/ Kontaminované výrobky vložte do označeného kontajnera a likvidujte predpísaným spôsobom.
- 6/ Při poškodení alebo výraznom zhoršení vzhľadu zlikvidujte.
- 7/ Akýkoľvek závažný nežiaduci účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutým prostriedkom, musí byť hlásený výrobcovi a príslušnému orgánu.



Výrobce/Výrobca: GAMA GROUP a.s., závod Dalečín - 592 41 Dalečín  
Sídlo společnosti/Sídlo spoločnosti: GAMA GROUP a.s., Mánesova 11/3b  
370 01 České Budějovice, Česká republika, www.gama.cz  
Datum vydání/ Dátum vydania: 2.5.2022

